

Tamaño Pequeño Gran Diferencia



Con Automuestreador



Modelos

- XS-1000i – manual hasta 60 muestras/hr
- XS-1000i – con automuestreador hasta 53 muestras/hr

Sistema

- Completamente automático y de última generación
- Monitor/Computador ("todo en uno")
- Autosampler (opcional)
- Lector de códigos de barras (opcional)
- Impresora externa, comunicación bidireccional y certificación IEC

XS-1000i Especificaciones

- Microprocesador externo con sistema operativo Windows® XP
- Capacidad de memoria – 10,000 records con gráficos
- Velocidad– hasta 60 muestras/hr
- Ciclo de lavado automático programado entre una muestra y otra
- Sistema de control de niveles de reactivos

Principios de Medición

- RGR/PLQ – Flujo hidrodinámico/Conductividad
- RGB – Citometría de flujo fluorescente
- HGB – Método colorimétrico libre de cianuro
- Toma directa y dilución automática de muestra

Parámetros

- Histogramas para GB, GR y PLQ
- 21 Parámetros: RGB, RGR, HGB, HCT, MCV, HCM, CHCM, RDW-SD, RDW-CV, PLQ, PMV, PCTO, NEUT%, NEUT#, LINF%, LINF#, MONO%, MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#

Manejo de muestras

- Modo manual - tubo abierto/cerrado y micro tubo
- Modo automático - hasta 20 tubos con mezcla automática

Control de Calidad y Calibraciones

- Impresión e introducción de datos de control de calidad
- Copias de seguridad controles y calibraciones
- Sistema de autodiagnostico diario

Manejo de Datos

- Identificación de manual de muestras o por código de barras
- Edición de rangos de referencia por el usuario
- Sistema de alarmas fuera de rangos definibles por el usuario
- Archivo mensual de puntos de control

Requerimientos eléctricos

110/220 voltios AC / 50 - 60 Hz

SYSMEX CORPORATION
1-5-1, Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku
Kobe 651-0073, Japan
Phone 81-78-265-0521 • Fax 81-78-265-0530
www.sysmex.co.jp

SYSMEX AMERICA, INC.
One Nelson C. White Parkway, Mundelein, IL 60060, U.S.A.
Phone 847-996-4500 • Fax 847-996-4397

SYSMEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader
3775-Bloco C-CIC Curitiba-Parana-Brasil-CEP-81350-010
Phone 55-41-246-1314 • Fax 55-41-248-3180
www.sysmex.com/usa

SYSMEX EUROPE GMBH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany
Phone 49-40-52726-0 • Fax 49-40-52726-100
www.sysmex-europe.com

SYSMEX DEUTSCHLAND GMBH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany
Phone 49-40-5341020 • Fax 49-40-5232302
www.sysmex.de

SYSMEX UK LTD.
Garamonde Drive, Wymbush
Milton Keynes, Buckinghamshire, MK14 8DF, U.K.
Phone 44-870-902-9210 • Fax 44-870-902-9211
www.sysmex.co.uk

SYSMEX SINGAPORE PTE LTD
2 Woodlands Sector 1, #01-06 Woodlands Spectrum
Singapore 738068, Singapore
Phone 65-6221-3629
Fax 65-6221-3687
www.sysmex.com.sg

SYSMEX SHANGHAI LTD.
5th Floor, New Shanghai International Tower
360 Pudong South Road
Shanghai, 200120 China
Phone 21-6886-3300
Fax 21-6886-3355
www.sysmex.com.cn