




1200000001

SET DE 6 TORNILLOS Y LLAVE PARA SOPORTE



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: kit de herramientas para soporte de cuchillas., Kit de ajuste para soporte de microtomo, repuesto de tornillos de fijación, set de mantenimiento de cabezal

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Conjunto de repuestos compuesto por seis tornillos de precisión y una llave específica (generalmente tipo Allen), diseñado para el ajuste, fijación y mantenimiento de los soportes en equipos de microtomía.

Material: Tornillos fabricados en acero endurecido o acero inoxidable de alta resistencia para evitar el desgaste de la rosca; llave de acero al cromo-vanadio de grado industrial.

Uso: Mantenimiento y reparación de soportes de cuchillas o cabezales porta-muestras en microtomos, asegurando la correcta alineación y sujeción de los componentes durante el proceso de corte histológico.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200000001	1 Unidad	Film (PE)	En stock