



1200210010

SOPORTE 130-A P/MICROTOMO



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Soporte de alta precisión diseñado específicamente para el montaje de cuchillas descartables de perfil bajo (Low Profile) en microtomos rotatorios.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado industrial y aleaciones metálicas de alta resistencia con acabados anti-corrosión, lo que garantiza una larga vida útil y estabilidad térmica durante el corte.

Uso: Se utiliza en microtomos para sujetar firmemente las cuchillas descartables, permitiendo realizar cortes seriados de tejidos incluidos en parafina con un espesor micrométrico.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200210010	1 Unidad	Cartón	En stock