



1200220010

HOJAS DESCARTABLES C-35 x 20 UN.



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cuchillas para microtomo de crióstato, hojas de corte en congelación, navajas para crio-sección, cuchillas serie C.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Cuchillas de perfil bajo diseñadas específicamente para su uso en crióstatos, optimizadas para obtener cortes ultrafinos de tejidos en fresco y congelados. Ángulo de filo: 35°

Material: Fabricadas en acero al carbono de alta calidad con un tratamiento de afilado especial para resistir temperaturas bajo cero sin perder precisión.

Uso: Realización de cortes histológicos rápidos en tejidos congelados para diagnósticos intraoperatorios y técnicas de histoquímica en crióstato.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hojas-descartables-para-microtomo-feather-c35-x-20-u>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200220010	20 Unidades	Cartón	En stock