



1200220030

HOJAS DESCARTABLES S-35 x 50 UN.



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cuchillas de perfil bajo, hojas de rutina para microtomo, navajas para parafina, cuchillas S35.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Cuchillas desechables de perfil bajo reconocidas mundialmente como el estándar de oro para obtener cortes histológicos de alta calidad.

Material: Fabricadas en acero inoxidable refinado con un recubrimiento especial de platino que reduce la fricción y prolonga la vida útil del filo.

Uso: Corte de rutina de tejidos incluidos en bloques de parafina en microtomos rotatorios, ideal para todo tipo de muestras de tejidos blandos y estándar.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hojas-descartables-para-microtomo-feather-s35-x-50-u/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200220030	50 Unidades	Cartón	En stock