



1200220040

HOJAS DESCARTABLES R-35 x 50 UN.



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cuchillas de perfil bajo para tejidos duros, hojas de microtomo reforzadas, navajas de corte de precisión R35, cuchillas para tejidos densos.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Cuchillas desechables de perfil bajo con un diseño de filo reforzado, específicamente desarrolladas para ofrecer una estabilidad superior y durabilidad en cortes difíciles. Ángulo de filo: 35°.

Material: Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad con un revestimiento especial endurecido que minimiza las vibraciones y el "efecto persiana" durante el corte. Material de filo: baño de resina rociado de Platino.

Uso: Corte de rutina de tejidos especialmente duros, calcificados o muestras de gran densidad incluidas en parafina, permitiendo obtener secciones delgadas y consistentes.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hojas-descartables-para-microtomo-feather-r35-x-50-u/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200220040	50 Unidades	Cartón	En stock