



1200220060

HOJAS DESCARTABLES N-35 x 50 UN.



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Cuchillas desechables de perfil bajo diseñadas para ofrecer una vida útil prolongada y una calidad de corte excepcional en tejidos que requieren extrema delicadeza. Ángulo de filo: 35°

Material: Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad con un recubrimiento especial desarrollado para reducir significativamente la compresión del tejido y el calor por fricción. Material del filo: baño de resina rociado de Platino.

Uso: Ideales para el corte de muestras de tejidos blandos y delicados en microtomos rotatorios, permitiendo obtener secciones continuas y uniformes sin distorsiones morfológicas.

Tienda:

<https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hojas-descartables-para-microtomo-feather-n35-x-50-u-reingreso-aprox-28-02-2026-u09an/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200220060	50 Unidades	Cartón	En stock