



1200230APC

HOJAS DESCARTABLE DE ACERO PARA CERCENAR

F-130

F-260

--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cuchillas para macroscopía, hojas de corte para patología, láminas para cercenar

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Hojas de acero de gran longitud y filo extremo, diseñadas para realizar cortes limpios y precisos en piezas quirúrgicas.

Material: Acero inoxidable de alta calidad con un tratamiento de endurecimiento y afilado especial que permite seccionar tejidos densos sin ejercer presión excesiva.

Uso: Se utilizan en laboratorios de anatomía patológica para el "cercenado" o reducción de piezas anatómicas grandes a fragmentos de tamaño adecuado para su inclusión en cassettes de procesamiento histológico.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hojas-descartables-de-cercenar-feather-f-260/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200230650	F-130 - 50 Unidades	Cartón	En stock
1200232750	F-260 - 50 Unidades	Cartón	En stock