



1200232100

MANGO PLASTICO PARA AUTOPSIAS F-100 x UN.



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Mango de diseño robusto y ergonómico, creado específicamente para el uso en salas de autopsias y medicina forense.

Especialidades: Está diseñado para alojar de forma segura las hojas de gran tamaño de la serie F de Feather, permitiendo un control total en cortes profundos y extensos.

Material: Fabricado en resina plástica de alta resistencia estructural, capaz de soportar el uso intensivo en condiciones de humedad y resistir la esterilización y desinfección con agentes químicos fuertes sin degradarse.

Uso: Utilizado primordialmente en procedimientos de autopsia y necropsia para el seccionamiento de órganos y grandes masas de tejido.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200232100	1 Unidad	Cartón	En stock