



1200232330

MANGO PLASTICO P/CERCENAR F-130 WP x UN.



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Mango de diseño clásico fabricado en plástico, diseñado específicamente para sujetar de manera firme y segura las hojas de cercenar de 130 mm (serie F-130).

Material: Plástico tratado de alta densidad, resistente a la humedad y diseñado para ofrecer un agarre natural y cómodo.

Uso: Se utiliza en la sala de macroscopía y en procedimientos de autopsia para el montaje de hojas de corte largas.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200232330	1 Unidad	Cartón	En stock