



1200232350

MANGO PLASTICO P/CERCENAR F-80 MINI x UN. P/HOJAS



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Versión compacta y reducida del mango para cercenar, diseñada específicamente para ofrecer una maniobrabilidad superior en espacios reducidos o para el procesamiento de muestras pequeñas que requieren un control táctil más fino.

Material: Fabricado en resina plástica de alta ingeniería, ligera y ergonómica, resistente a los agentes químicos, disolventes y procesos de esterilización en frío habituales en patología.

Uso: Ideal para la disección de precisión y el cercenado de piezas pequeñas (biopsias, ganglios, tejidos delicados) en la mesa de macroscopía, permitiendo al profesional realizar cortes detallados con el uso de hojas de 80 mm en un formato más manejable.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/mango-plastico-para-cercenar-f-80-mini-x-un-p-hojas>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200232350	1 Unidad	Cartón	En stock