



1200232360

MANGO PLASTICO P/CERCENAR F-80 HL x UN. (P/HOJAS)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Mango ergonómico de diseño compacto diseñado específicamente para sujetar de forma segura las hojas de cercenar de 80 mm.

Especialidades: A diferencia de la serie WP, la serie HL suele presentar un sistema de sujeción o perfil ligeramente distinto para adaptarse a preferencias específicas de agarre y maniobrabilidad.

Material: Fabricado en plástico de alta ingeniería (polímero técnico), resistente al impacto, ligero y químicamente inerte ante los desinfectantes y reactivos utilizados en anatomía patológica.

Uso: Utilizado en la mesa de macroscopía para el montaje de hojas de corte de 80 mm, facilitando el seccionado preciso de piezas quirúrgicas de tamaño pequeño a mediano y la toma de muestras para el procesamiento histológico.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/mango-de-plastico-f80/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200232360	1 Unidad	Cartón	En stock