



1200233100

MANGO PLASTICO P/CERCENAR F-260 P x UN.



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Mango ergonómico de longitud extendida diseñado específicamente para alojar y sujetar con máxima seguridad las hojas de cercenar más largas de Feather (modelo F-260).

Material: Fabricado en resina plástica de alta resistencia, ligera y ergonómica, diseñada para resistir el uso intensivo y los procesos de desinfección química en el laboratorio.

Uso: Se utiliza en la sala de macroscopía para realizar cortes transversales en órganos muy grandes o piezas quirúrgicas voluminosas (como pulmones o encéfalos), permitiendo un seccionamiento uniforme en una sola pasada.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200233100	1 Unidad	Cartón	En stock