



12002332OT

HOJAS DESCARTABLE DE ACERO ONE TOUCH M

M130 RC

M260 RC

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cuchillas para macroscopía One-Touch, hojas de bisturí de seguridad, navajas de mano para disección

Usos Analíticos: Usos analíticos prueba

Bibliografía: bibliografía

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temperatura ambiente

Descripción: Hojas de acero diseñadas para su uso manual en la sala de macroscopía, compatibles con el mango de seguridad One-Touch.

Material: Fabricadas en acero inoxidable de alto carbono con un tratamiento de afilado superior para garantizar cortes limpios y resistencia a la corrosión por fluidos biológicos.

Uso: Disección de órganos y tejidos en laboratorios de anatomía patológica. Su sistema está orientado a maximizar la seguridad del usuario al permitir el cambio de la hoja de forma rápida y segura, reduciendo riesgos de accidentes.

Tienda:

<https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/repuesto-hojas-de-acero-one-touch-m260rc-x-10-para-mango-de-plastico-para-cercenar-f-1326>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200233200	M130RC x 10 Unidades	Cartón	En stock
1200233250	M260RC x 10 Unidades	Cartón	En stock