



12002332OT

HOJAS DESCARTABLE DE ACERO ONE TOUCH M

M130 RC

M260 RC

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Cuchillas para macroscopía One-Touch, hojas de bisturí de seguridad, navajas de mano para disección

**Usos Analíticos:** Usos analíticos prueba

**Bibliografía:** bibliografía

## DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temperatura ambiente

**Descripción:** Hojas de acero diseñadas para su uso manual en la sala de macroscopía, compatibles con el mango de seguridad One-Touch.

**Material:** Fabricadas en acero inoxidable de alto carbono con un tratamiento de afilado superior para garantizar cortes limpios y resistencia a la corrosión por fluidos biológicos.

**Uso:** Disección de órganos y tejidos en laboratorios de anatomía patológica. Su sistema está orientado a maximizar la seguridad del usuario al permitir el cambio de la hoja de forma rápida y segura, reduciendo riesgos de accidentes.

**Tienda:**

<https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/repuesto-hojas-de-acero-one-touch-m260rc-x-10-para-mango-de-plastico-para-cercenar-f-1326>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN         | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1200233200 | M130RC x 10 Unidades | Cartón          | En stock       |
| 1200233250 | M260RC x 10 Unidades | Cartón          | En stock       |