



1200242018

M46 JOINT-BALL P/SOPORTE



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: articulación esférica de precisión, cabezal de bola para soporte de microtomo, Junta de rótula M46, repuesto de orientación de muestra.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Componente mecánico de precisión diseñado para actuar como una articulación esférica (rótula) que permite el movimiento multiaxial y el ajuste de inclinación del porta-muestras en equipos de microtomía.

Material: Fabricado en aleación de acero endurecido de alta resistencia o materiales metálicos con recubrimiento antifricción para garantizar un movimiento suave y un bloqueo firme.

Uso: Se utiliza en el cabezal del microtomo para permitir la orientación exacta del bloque de parafina respecto a la cuchilla (orientación X-Y), asegurando que la cara del tejido esté perfectamente paralela al filo.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200242018	1 Unidad	Cartón	En stock