



1200250111

MANGO PLASTICO P/CERCENAR F-80 WP x UN. (P/HOJAS)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Mango ergonómico diseñado específicamente para sujetar de forma segura las hojas de cercenar (trimming blades) de 80 mm de longitud, permitiendo un control firme y preciso durante el corte.

Material: Fabricado en polímero plástico de alta resistencia, diseñado para ser ligero, duradero y totalmente resistente a los procesos de desinfección y limpieza comunes en el laboratorio de patología.

Uso: Se utiliza en la sala de macroscopía para montar hojas de corte (como el modelo F-80), facilitando el seccionamiento de piezas quirúrgicas y tejidos con seguridad para el usuario y precisión en el corte.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/mango-de-plastico-para-cercenar-f-80-wp-p-hojas-descartables-feather/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200250111	1 Unidad	Cartón	En stock