



1200250112

MANGO PLASTICO P/CERCENAR F-1326 WP x UN.



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Mango ergonómico de longitud extendida diseñado específicamente para alojar y sujetar de forma segura las hojas de cercenar de la serie F de Feather (especialmente los modelos de 130 mm y 260 mm).

**Material:** Fabricado en resina plástica de alta resistencia, diseñada para ofrecer un agarre antideslizante y ser totalmente resistente a la corrosión por químicos y procesos de desinfección en el laboratorio.

**Uso:** Se utiliza en la sala de macroscopía de anatomía patológica para facilitar el corte de piezas quirúrgicas de gran tamaño y órganos, proporcionando la palanca y estabilidad necesarias para realizar secciones transversales uniformes y limpias.

DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1200250112 | 1 Unidad     | Cartón          | En stock       |