




1277053255

PORTAOBJETOS BORDES COMUNES FROST END x UN.(50 porta)7105-1



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Portaobjetos con banda esmerilada, láminas con extremo mate, portaobjetos rotulables

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Placas de vidrio transparente de dimensiones estándar con un área opaca (esmerilada) en uno de sus extremos para facilitar el rotulado.

Material: Vidrio de cal sodada de alta calidad con un tratamiento de pulido químico en el extremo para permitir la escritura con lápiz o marcadores específicos.

Uso: Soporte de muestras biológicas que requieren una identificación rigurosa y duradera durante los procesos de tinción, observación y archivo.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/portaobjetos-bordes-comunes-frosted-end-x-50-un-7105-1-hpqcb/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053255	50 Unidades	Cartón	En stock