




1277053260

PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS x UN. (50 portas)(7101)



--- | --- | --- | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Portaobjetos de bordes pulidos, láminas con bordes romos, vidrios para microscopio de seguridad.

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Placas de vidrio transparente de dimensiones estándar con los bordes laterales pulidos o esmerilados para reducir el riesgo de cortes y mejorar el deslizamiento.

**Material:** Vidrio de cal sodada de alta transparencia y calidad óptica, con espesor uniforme y bordes tratados mediante esmerilado mecánico.

**Uso:** Soporte y montaje de muestras biológicas para microscopía, ideal para laboratorios de alta rotación donde se busca mayor seguridad en la manipulación manual.

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/portaobjetos-bordes-esmerilados-x-50-unidades-7101/>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1277053260 | 50 Unidades  | Cartón          | En stock       |