



1277053265

PORTAOBJETOS CON CARGA + x UN. (72 porta) HDAS001



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Portaobjetos cargados positivamente, láminas con carga electrostática, portaobjetos adherentes.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Placas de vidrio especial con un tratamiento de superficie que genera una carga positiva permanente para mejorar la adherencia de los cortes de tejido.

Material: Vidrio de cal sodada de alta calidad óptica con recubrimiento iónico o tratamiento químico superficial para adhesión electrostática.

Uso: Técnicas de inmunohistoquímica (IHC), hibridación in situ (ISH) y cortes en congelación, donde se requiere evitar que el tejido se desprenda durante lavados intensos o calor.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/portaobjetos-con-carga-x-72-unidades-hdas001/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053265	72 Unidades	Film (PE)	En stock