




1277053270

PORTAOBJETOS SILANIZADOS x UN. (72 portas) HDAS003



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Portaobjetos con silano, láminas silanizadas, portaobjetos de alta adherencia.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Placas de vidrio tratadas químicamente con silano para crear una superficie de adhesión covalente ultra fuerte entre el vidrio y el corte de tejido.

Material: Vidrio de cal sodada de alta calidad con recubrimiento superficial de organosilanos que proporcionan una superficie hidrofóbica y adhesiva.

Uso: Técnicas críticas de inmunohistoquímica (IHC), hibridación in situ (FISH) y procesamiento de tejidos difíciles que requieren una fijación extrema al soporte.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053270	72 Unidades	Cartón	En stock