



1277053315

MOLDE ACERO INOXIDABLE 34x24x7 mm x UN.



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Moldes de inclusión, base de moldes metálicos, base molds, moldes de acero para bloques de parafina.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Recipiente metálico cuadrado de 34x24 mm con una profundidad de 7 mm, diseñado para contener parafina líquida.

Material: Fabricado íntegramente en acero inoxidable de alta calidad, con bordes pulidos para facilitar el desmolde y garantizar una alta conducción térmica.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/moldes-de-acero-inoxidable-hp2037-1-34x24x7mm-x-c-u/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053315	1 Unidad	Film (PE)	En stock