



1277053320

CRIOVIALES x 5 ML.R/EXT x 100 UN. (HPCE005)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Tubos de criopreservación, viales para congelación, tubos criogénicos, recipientes para nitrógeno líquido.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Tubos graduados de 5 ml con fondo redondo o auto-sustentable y tapa de rosca externa diseñada para minimizar el riesgo de contaminación de forma hermética.

Material: Fabricados en polipropileno de grado médico de alta transparencia, capaces de soportar temperaturas extremas desde -196°C hasta 121°C.

Uso: Almacenamiento y transporte de muestras biológicas (células, suero, tejidos) en condiciones de congelación profunda o en fase gaseosa de nitrógeno líquido.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/100-unidades-de-crioviales-x-5-ml-r-ext-hpce005/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053320	100 Unidades	Film (PE)	En stock