



1277053350

CUBREOBJETOS SW-24x24 x UN. (100 cubres)



24x24

--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cubres, láminas cubreobjetos, vidrios de cobertura, cubre-láminas, cristales para microscopía.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Láminas de vidrio ultra delgado y transparente de formato rectangular diseñadas para proteger y aplanar muestras.

Material: Vidrio de borosilicato de alta calidad, hidrolíticamente resistente, con espesor uniforme y libre de distorsiones ópticas.

Uso: Montaje final de preparados histológicos y citológicos para su observación microscópica, preservando la muestra. Indicados para colocación manual y en equipos de montaje automatizado de preparados.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053350	100 Unidades	PEAD	En stock