



1277053355

PORTAOBJETOS FROST IMP.LASER BLANCOxUN (50por)7109AW-30



--- | --- | --- | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** portaobjetos esmerilados de color, portaobjetos con extremo color, portaobjetos marcado impresoras

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Placas de vidrio transparente con un recubrimiento opaco de color en uno de sus extremos para facilitar el rotulado y la clasificación visual. Esquinas: biseladas 45°. Dimensiones: 25,4×76,2mm. Espesor: 1,0-1,2mm.

**Material:** Vidrio de alta calidad ( vidrio Super White) con un recubrimiento de pintura opaca resistente a los solventes comunes de laboratorio y a la coloración por tinciones de rutina.

**Uso:** Diseñados para la preparación y observación de muestras microscópicas, permitiendo la identificación de la muestra mediante marcado manual (marcador permanente) o impresoras de transferencia térmica, inyección de tinta y láser.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1277053355 | 50 Unidades  | PEAD            | En stock       |