

1300010152



PINCEL PARA TINTA MARCADORA DE 59 cc



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Aplicador de tinta de patología, pincel para márgenes quirúrgicos, cepillo aplicador de tintas, marcador de piezas macroscópicas.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Instrumento de aplicación manual con cerdas diseñadas para la distribución precisa y uniforme de tintas de marcado sobre superficies de tejidos orgánicos.

Material: Mango de polímero o madera con cerdas de fibra sintética resistentes a la abrasión y a los componentes químicos de las tintas de laboratorio.

Uso: Marcado de márgenes de resección y orientación de piezas quirúrgicas en laboratorios de anatomía patológica para su posterior análisis microscópico.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1300010152	1 Unidad	Film (PE)	En stock