


1300010153



PAPEL PARA BIOPSIAS PEQUEÑAS



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Papel de seda para histología, papel de filtrado para muestras

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Hojas de papel de alta porosidad diseñadas para envolver y retener fragmentos de tejido diminutos, evitando su pérdida a través de las rejillas de los cassettes.

Material: Fibras de celulosa técnica de alta calidad, libre de impurezas y resistente a la degradación por solventes químicos, alcoholes y xilol.

Uso: Protección y contención de biopsias milimétricas durante el procesamiento automático de tejidos en laboratorios de anatomía patológica.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1300010153	500 Unidades	Film (PE)	En stock