


1300010VI



TINTA MARCADORA VIOLETA



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Tinta para márgenes quirúrgicos, colorante de orientación tisular, tinta de patología, marcador de márgenes de resección.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Pigmento líquido intenso diseñado para adherirse permanentemente a la superficie de los tejidos biológicos sin expandirse ni desteñirse.

Material: Suspensión de pigmentos de grado técnico con base acuosa o polimérica, resistente a los procesos de fijación en formol y al procesamiento en parafina.

Uso: Marcado de márgenes de resección quirúrgica y orientación de piezas macroscópicas para su correcta identificación bajo el microscopio.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1300010144	3 cc	PEAD	En stock
1300010145	59 cc	PEAD	En stock