



2000080000

CAJA ARCHIVO CON INTERNO PARA 480 TACOS



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Es una caja diseñada específicamente para el almacenamiento y archivo organizado de tacos y portaobjetos (vidrios de microscopía).

Funciones: Tiene una capacidad para archivar hasta 480 tacos.

Especialidades: Cuenta con divisiones internas que permiten mantener los portaobjetos en posición vertical y ordenados, facilitando su clasificación y posterior búsqueda.

Material: Fabricada íntegramente en cartón resistente.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000080000	1 unidad x 480 tacos	Cartón	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cumple