



2000080100

ACIDO CLORHIDRICO Solución 0,02 mol/L (0,02 N)



--- | --- | NC 2806.10.00 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-clorhidrico-solucion-002-n-x-1000-ml-0801-gm5dh/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000080108	1 000 mL	PEAD	En stock
2000080109	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	0,02000 N ± 0,00040