



2000080200

ACIDO CLORHIDRICO Solución 0,5 mol/L (0,5 N)



--- | --- | NC 2806.10.00 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-clorhidrico-solucion-05-n-x-1000-ml-0802-jfcy1/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000080208	1 000 mL	PEAD	En stock
2000080209	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	0,5000 N $\pm$ 0,0025