



2000081700

PLATA NITRATO Solución 0,1 N (0,1 mol/L)



AgNO₃ | CAS [7761-88-8] | NC 2843.21.00 | EINECS 231-853-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: AgNO₃

Usos Analíticos: Indicador: Potasio Cromato

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 169,87

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P273, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H410

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000081708	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Título	0,1000 N ± 0,0005