



2000082000

POTASIO HIDROXIDO Solución 0,1 mol/L (0,1 N) Etanólica



KOH | CAS [1310-58-3] | NC 3822 00 00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: KOH

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 56,11

Temperatura de Almacenaje: >18°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H225, H290, H315, H319

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000082008	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro
Título a 20°C	0,1000 N ± 0,0005