



2000082200

ROJO FENOL Sal Sódica Solución 0,1%



Imagen no disponible

$C_{19}H_{13}O_5SNa$ | CAS [34487-61-1] | --- | EINECS 252-057-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{19}H_{13}O_5SNa$

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000082208	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido rojo oscuro
pH 6,8	Amarillo
pH 8,2	Rojo