



2000082400

POTASIO HIDROXIDO Solución 0,5 N (0,5 mol/L) Etanólica



KOH | CAS [1310-58-3] | NC 3822 00 00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: KOH

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 56,11

Temperatura de Almacenaje: >18°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P280, P305 + P351 + P338, P303 + P361 + P353

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

Declaraciones de Peligro: H225, H290, H314

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000082408	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro
Título	0,5000 N ± 0,0025