



2000082900

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, (EDTA) SAL DISODICA Solución 0,01 mol/L (0,02 N)

--- | --- | NC 2922.49.95 | EINECS 205-358-3

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-edta-disodico-solucion-001-m-x-1000-ml-0829-7jcon/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000082908	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Título	0,01000 M ± 0,00020