



2000083200

HEMATOXILINA DE HARRIS Solución



--- | --- | NC 3203.00.19 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Miscible.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hematoxilina-de-harris-s-g-pap-0832-a8ypd/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302 + H312 + H332

Nocivo si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000083208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000083207	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo oscuro a violeta rojizo
Densidad (20°C)	1,020-1,040
pH a 25°C	2,0-3,0
? máx.	555-565 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,95-1,05