



2000083500

VERDE DE BROMOCRESOL Solución 0,05% P/V



$C_{21}H_{14}Br_4O_5S$ | CAS [76-60-8] | NC 3822.00.00 | EINECS 200-972-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{21}H_{14}Br_4O_5S$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 698,04

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000083507	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color verde azulado a azul
pH 3,8	Amarillo
pH 5,4	Azul