



2000084600

ACIDO SULFURICO Solución 0,01 N (0,005 mol/L)



--- | --- | NC 2807.00.10 | EINECS 231-639-5

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-sulfurico-solucion-001-n-x-1000-ml-0846-shav4/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000084608	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	0,01000 N ± 0,00020