



2000084700

ODO Solución 0,1 N (0,05 mol/L)



I_2 | CAS [7553-56-2] | --- | EINECS 231-442-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: I_2

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 253,81

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000084708	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color marrón rojizo
Título	0,1000 N $\pm$ 0,0005