



2000085500

SODIO BISULFITO AL 8 % E HIDROQUINONA AL 0,5% P/V



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P301 + P312, P332 + P313

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, H315

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000085508	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Concentración % bisulfito	8,00 ± 0,16%
Concentración % hidroquinona	0,500 ± 0,025%
Densidad (20°C)	1,02 -1,04
Identificación (Sodio)	Cumple
Identificación (Bisulfito)	Cumple
Identificación (Hidroquinona)	Cumple