



2000085900

ROJO DE METILO Solución 0,1% P/V



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H225

Líquido y vapores muy inflamables.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000085907	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color rojo
pH 4,2	Rosa
pH 6,2	Amarillo