



2000087600

ACIDO OXALICO Solución 0,0125 N



--- | --- | NC 2917.11.00 | EINECS 205-634-3

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-oxalico-solucion-00125-n-0876-24hwx/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000087607	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	0,01250 N ± 0,00025