




2000087900

ACIDO NITRICO Solución 0,2 N (0,2 mol/L)



--- | --- | NC 2808.00.00 | EINECS 231-714-2

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-nitrico-solucion-02-n-x-500-ml-0879-0lo6b/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000087907	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	0,2000 N ± 0,0010