




2000088000

AZUR B (Solución Identificación de Reticulocitos en G.R.)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000088003	25 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color violeta azulado oscuro
Densidad	1,000-1,020
pH	7,0-7,4
? máx.	648-655 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,02-1,18