




2000089000

FERROINA Solución 0,025 mol/L (0,025 M)



$C_{36}H_{24}FeN_6O_4S$ | CAS [14634-91-4] | NC 3822.00.00 | EINECS 238-676-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{36}H_{24}FeN_6O_4S$

Usos Analíticos: Reactivo de análisis. Indicador del redox.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 692,24

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido transparente amarillo.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000089005	100 mL	Vidrio	En stock
2000089007	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo
Aptitud como indicador redox	Cumple