



2000089400

HYAMINE® 1622 Solución 0,004 mol/L



--- | --- | NC 2923.90.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para la determinación de la materia activa aniónica.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble a 20°C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000089408	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	0,00400 M ± 0,00004