



2000089600

SODIO FOSFATO MONOBASICO 1-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | CAS [10049-21-5] | --- | EINECS 231-449-2



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 137,99

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Pierde toda el agua a 100°C

Solubilidad Acuosa: Totalmente soluble

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-fosfato-monobasico-1-h2o-p-a-ac-s-0896-lrxb0/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000089608	1 000 g	PEAD	En stock
2000089606	250 g	PEAD	En stock
2000089607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	98,0-102,0%
pH 5% solución en 25°C	4,1-4,5
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Sulfato (SO ₄)	0,003%
Calcio (Ca)	0,005%
Potasio (K)	0,01%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,001%