



2000110100

HEMATOXILINA s/ GILL (III) MODIFICADA (Solución)



--- | --- | NC 3203.00.10 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para microscopia, tinción de frotis vaginal

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad:: Miscible con agua

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hematoxilina-segun-gill-iii-modificada-1101-6imft/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000110108	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000110107	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo oscuro
Densidad (20°C)	1,100-1,200
pH a 25°C	2,0-3,0
? máx.	540-560 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,10